


Silk Peel™


Najsilniejszy w Polsce i jedyny cyfrowy system do mikroabrazji naskórka kryształkami korundu i głowicami diamentowymi

Zakres stosowania i wskazania do zabiegów:

- Odmładzanie skóry i likwidacja delikatnych zmarszczek wokół oczu ust i szyi
- Trądzik pospolity i różowaty
- Blizny po ospie i trądziku
- Szorstki, zrogowaciały naskórek, keratosis
- Przerosty, tzw. włókniaki płaskie
- Zaskórniki, prosaki i kaszaki
- Łojotok, suchość, wiotkości skóry
- Blizny i bliznowce
- Rozstępy
- Skóra zniszczona słońcem
- Zwiotczenia i starzenie skóry
- Plamy tzw. starcze lub wątrobowe, odbarwienia




Idealny Aparat dla Dermatologów i Chirurgów Estetycznych!



Silk Peel™ jest obecnie najbardziej innowacyjnym i udoskonalonym urządzeniem na rynku. Stworzony przede wszystkim dla lekarzy, ponieważ posiada wyjątkowo wysoką moc abrazyj - 85 milibara. Jest całkowicie skomputeryzowany, posiada cyfrowy panel kontrolny, ostrzeżenie o wyczerpaniu się kryształu oraz inne innowacje. Dzięki wysokiej mocy, można osiągnąć dużą szybkość wykonywania zabiegów i natychmiastowy efekt.

Panel cyfrowy zawiera podgląd mocy ssania, czasomierz i

licznik z automatycznym wyłączeniem. Licznik zapamiętuje czas pracy, dzięki temu można aparat wypożyczać. **Turbo - unikalny system zwiększa moc podciśnienia i wyrzut korundu o ok. 50%. Umożliwia bardzo silne i szybkie złuszczenie np. blizn przerostowych.**



Działanie Silk Peel

Kryształki korundu (materiał naturalny i nieszkodliwy) usuwają powierzchowne warstwy skóry, stymulując naturalny wzrost nowej tkanki, która zastępuje usuniętą. Abrazja wywołana jest przez drobne kryształki piasku korundowego, uderzającego o skórę. Pozwala to na dużą kontrolę zabiegu, a efekt jest widoczny natychmiast. Wynikiem prostego usunięcia warstwy rogowej (peeling powierzchniowy) jest młoda i lśniąca skóra, elastyczna i gładka. Głębsze abrazyje mogą usunąć bliznowce i blizny, zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować zwiotczenie skóry, plamy i niewielkie zmarszczki. Odstęp między zabiegami powinny być 7 do 21 dni w zależności od rodzaju problemu, w serii od 3 do 12.

Zalety stosowania mikrodermabrazji

- Rezultaty są widoczne już po pierwszym zabiegu
- Zabiegi można robić na całym ciele i są bezbolesne
- Krótki czas zabiegu – 10-30 minut
- Zabiegi nie wymagają gojenia, ewentualnie bardzo krótkiego okresu gojenia





Klientami do zabiegów mikrodermabrazji mogą także być:



- Osoby, które nie mogą sobie pozwolić na rekonwalescencję po laserze lub chemii
- Osoby aktywne, korzystające ze sportów pod gołym niebem
- Osoby zajęte pracą, które nie chcą tracić czasu na długotrwałe zabiegi
- Osoby uczulone na peelingsi chemiczne
- Osoby ze skórą trądzikową, nie reagującą na leczenie
- Starsze osoby lub w wieku średnim posiadające zmarszczki
- Młode osoby z problematyczną lub zniszczoną cerą



	<p>Uwaga! Istnieje możliwość zastosowania zestawu specjalnych głowic diamentowych, które dają efekt dermabrazji bez użycia tlenku glinu. Koszty zestawu sześciu głowic do ciała i twarzy 4 900 PLN netto lub 3900 wraz z aparatem.</p>	
---	---	--

Trwała jakość, 6 głowic na ciało i na twarz z trzema rodzajami ziarnistości. Sterylizuje się jak wszystkie inne instrumenty. Gwarancja 12 miesięcy. Produkcja U.S.A. Cena 4900 zł netto (3900 zł przy zamówieniu aparatu).

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Zasilanie i pobór mocy:	220/240V 50/60Hz; 600 VA
Czynnik abrazyjny:	kryształy korundu (Al ₂ O ₃) lub kryształy diamentu
Maksymalne podciśnienie:	0,85 bar
Maksymalny przepływ powietrza:	70 l/min
Regulacja podciśnienia:	cyfrowa, płynna
Kontroler elektroniczny:	mikroprocesor
Waga:	21 kg
Rozmiary krańcowe:	480x470x290 mm
Certyfikat:	CE
Gwarancja:	12 miesięcy
Możliwość kolorów obudowy:	Biały lub na zamówienie srebrny



Ceny akcesoriów, korundu, głowic jednorazowych, etc., dostępne na stronie www.nowoczesna-kosmetyka.pl